

导 丝

抗回折，抗扭结，且足够柔韧，能完美适应曲折的血管路径

穿刺导丝

不锈钢芯丝 / 镍钛芯丝

常规无涂层穿刺导丝规格


外径	长度	前段长度及形状	一端软	软头长度	安全丝	打标	材料	备注
0.018"	45cm	3mm J型	一端软	3cm	无	有	304不锈钢	散装 无涂层 未灭菌
0.025"	50cm	3mm J型	一端软	3cm	无	有	304不锈钢	
0.032"	60cm	3mm J型	两端软	3cm	无	有	304不锈钢 / 镍钛芯丝	
	70cm	3mm J型 直头						
0.035"	45cm	3mm J型	两端软	3cm	可选	有	304不锈钢 / 镍钛芯丝	
	50cm							
	60cm							
0.038"	70cm	3mm J型 直头	两端软	3cm	可选	有	304不锈钢 / 镍钛芯丝	
	45cm	3mm J型						
	60cm	3mm J型 直头						

造影导丝

PTFE涂层导丝

常规PTFE涂层导丝规格

外径	长度	前段长度及形状	一端软	软头长度	材料	备注
0.018"	150cm	3mm J型	一端软	3cm	304不锈钢	散装 未灭菌
		直头		3cm	304不锈钢	
0.021"	150cm	3mm J型		3cm	304不锈钢	
		直头		3cm	304不锈钢	
0.025"	150cm / 260cm	3mm J型		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
		直头		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
0.032"	150cm / 260cm	3mm J型		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
		直头		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
0.035"	150cm / 260cm	3mm J型		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
		直头		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
0.038"	150cm / 260cm	3mm J型		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	
		直头		3cm	304不锈钢/镍钛芯丝	



HnG

加拿大HnG医学技术有限公司杭州办事处



中国杭州市滨江区南环路3730号源越大厦8F, 邮编310053
 电话: 0571-28887099 传真: 0571-86727190
 邮箱: info@hngmedical.com 微信号: hngmedical



导丝

亲水超滑导丝（泥鳅导丝）

"J"头端 / 直型头端 / 弯型头端 / BK



产品编号	外径	头端形状	长度	材料
211503TS(W)	0.021"	直头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
211503TA(W)	0.021"	弯头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
251503TS(W)	0.025"	直头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
251503TA(W)	0.025"	弯头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
321503TS(W)	0.032"	直头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
321503TA(W)	0.032"	弯头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
351503TS(W)	0.035"	直头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层
351503TA(W)	0.035"	弯头	150cm	镍钛芯丝, 黑色显影聚合物外层

■ 以上8种是常见规格，都有亲水超滑涂层，长度可按您的要求定制。

斑马导丝

直型头端 / 弯型头端

- 镍钛合金内芯
- PTFE涂层
- 头部X线下可见
- 超滑软头设计，通过性能好
- 头部无缝一体化设计，无脱落可能，不透X线软头
- 头部渐细变径设计，更佳插入柔韧性设计，提高手术成功率
- 提供优异的抗扭结性能，扭转力、推送力及操控能力

